



Se gyngefunktionen på Kelvin Swing kørestolen.



Kelvin Swing kørestol

Den stimulerende positioneringsløsning

Kelvin Swing kørestolen bygger på samme principper som de øvrige Kelvin kørestole, men her er det muligt at tilkoble en aktiv gyngefunktion

Selve gyng bevægelsen er både nem at udløse og justere og kan låses ved transport eller i forbindelse med aktiviteter, såsom spisning og forflytning. Ligeledes kan stolen justeres i højden, hvilket gør det muligt for den selvhjulpne at forflytte sig ind og ud af stolen.

Kelvin Swing kørestolen fås i tre størrelser og med tre typer nakkestøtter. Derudover kan flexarme med eller uden tyngde monteres, med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hvem vil have gavn af en Kelvin Swing kørestol?

Stolens gyngefunktion er især tiltænkt mennesker med lavt eller højt arousal niveau, men har også en gavnlig effekt på det respiratoriske system.

I forhold til diagnoser anvendes Kelvin Swing kørestolen ofte til mennesker med demens i de sene stadier, mennesker med motorisk uro, mennesker med KOL i de sene stadier og mennesker i palliative forløb, hvor gyng bevægelsen kan give ro og lindring.

Mennesker med nedsat lungefunktion og tendens til øget sekret kan have god effekt af denne funktion. Ligeledes kan stolen benyttes i forbindelse med tidlig mobilisering på intensiv afdeling, neurologisk afdeling og rehabiliteringsafdeling.

Effektstudie af gyng effekten – vil I deltage?

Make Rehab er pt i gang med at udføre et større effektstudie af Kelvin Swing kørestolens gyng effekt på forskellige diagnose grupper.

Skulle I have lyst at deltage i dette spændende udviklingsarbejde kontakt Malene Alexandrowiz
ma@makerehab.dk

Produktspecifikationer	
Max vægtkapacitet	125 kg
Vægt	39 kg
Sædetilt bagud	Nej
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Nej
Indstillelig skubbebjøle	Nej
Indstillelig i knæ- og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pude overflade	PU

Model – mål i cm	Sæde- bredde	Sæde- dybde	Sæde- højde	Total bredde	Total længde	Ryglæns- højde	Varenr	HMI nr.
Kelvin Swing kørestol S 48	34-40	48	41-47	70	100	60	KLVS-S48	131545
Kelvin Swing kørestol M 48	40-46	48	41-47	70	100	60	KLVS-M48	131549
Kelvin Swing kørestol L 48	46-52	48	41-47	70	100	60	KLVS-L48	131552

Tilbehør	Varenr	HMI nr.
Nakkestøtte til Kelvin Swing S	KLVR-001	
Nakkestøtte til Kelvin Swing M	KLVR-002	
Nakkestøtte til Kelvin Swing L	KLVR-003	
Edison nakkestøtte til Kelvin Swing	KLVR-004	73686
Edison Junior nakkestøtte til Kelvin Swing	KLVR-164	102246
Armlæn højdeindstillelig Kelvin Swing Venstre	KLVR-023	
Armlæn højdeindstillelig Kelvin Swing Højre	KLVR-024	
Armlæn vinkeljustérbar Kelvin Swing Venstre	KLVR-026	
Armlæn vinkeljustérbar Kelvin Swing Højre	KLVR-027	
Stretch betræk Kelvin Swing one size sæde del	KLVR-016	
Inkontinens betræk Kelvin Swing one size sæde del	KLVS-001	
Bord til Kelvin Swing	KLVR-021	
Stretch betræk flexarm Kelvin Swing	KLVR-018	

Tilbehør	Varenr
Flexarm Kelvin Swing Venstre	KLVR-019
Flexarm Kelvin Swing Højre	KLVR-020
Lændestøttepude kile formet	KLVR-180
Sidestøttepude S	KLVR-181
Sidestøttepude M	KLVR-182
Kropstøttepude 3 cm	KLVR-183
Regnslag til Kelvin Swing S	KLVS-005
Regnslag til Kelvin Swing L	KLVS-006
Regnslag til Kelvin Swing L	KLVS-007
Sæde indsats S	KLVS-002
Sæde indsats M	KLVS-003
Sæde indsats L	KLVS-004
Fodstøtter Kelvin Swing Venstre	KLVS-008
Fodstøtter Kelvin Swing Højre	KLVS-009